

Ванна парафиновая

SD-8007



*паспорт изделия и руководство
по эксплуатации*

Правила техники безопасности

1. Перед началом работы внимательно прочитайте паспорт и настоящее руководство по эксплуатации.
2. Перед началом работы удостоверьтесь, совпадает ли напряжение сети и аппарата. В противном случае может произойти замыкание. Проверьте наличие заземления.
3. Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей в корпус. При возникновении подобной ситуации не прикасайтесь к прибору - немедленно отключите его от сети.
4. После работы всегда отключайте парафиновую ванну от сети.
5. Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора во время работы - это может вызвать ожоги.
6. Храните прибор в недоступном для детей месте.
7. Перед началом процедур всегда проверяйте температуру парафина на внутренней стороне запястья, чтобы убедиться, что она комфортна для Вас.
8. Установка температуры в максимальное положение рекомендуется только для плавления и разогрева жесткого парафина (например парафина с минеральными добавками или экстрактом розы)! Перед проведением процедур обязательно устанавливайте температуру на режим подогрева парафина.
9. Не нагревайте парафин в пластиковых упаковках, на газовой, электрической плитах, микроволновой печи. Ничего не добавляйте в парафин. Используйте парафин только в его первоначальном составе. Перед использованием обязательно снимайте упаковку.
10. Внимание: высокое напряжение! Разбирать и самостоятельно ремонтировать парафиновую ванну категорически запрещается. Нарушение этого условия ведет к аннулированию гарантии. При неисправной работе прибора обратитесь в офис продаж.

Назначение

Парафиновая ванна предназначена для проведения процедур парафинотерапии. Аппарат обеспечивает ускоренное плавление косметического парафина и последующее поддержание его в жидком состоянии.

Комплектация

1. Ванна
2. Крышка пластиковая
3. Кисточка
4. Подставка для рук.

Технические характеристики

- Объем парафина: 2-2,5 л.
- Время до полного расплавления парафина: 60-90 минут.
- Температура плавления парафина 60-80 °С.

- Напряжение 220 В.
- Мощность 220 Вт.
- Два режима работы: разогрев парафина и поддержание рабочей температуры.

Парафинотерапия

Парафинотерапия используется как самостоятельная процедура ухода за кожей рук и стоп, способствует смягчению грубой кожи, снятию воспаления кожи и суставов. Парафиновая процедура активизирует синтез эластина и коллагена, придавая тем самым Вашей коже упругость и здоровый вид.

Парафинотерапия используется также как подготовительная процедура перед маникюром или педикюром: улучшает состояние ногтей и кутикулы, облегчает последующее проведение маникюра. Парафинотерапия способствует снятию отечности рук и ног, оказывает релаксирующий эффект.

Противопоказания

Не проводите процедуры с использованием парафина на поврежденных участках кожи (наличие ссадин, царапин, воспалений, ожогов и т.д.), при наличии инфекционных заболеваний, варикозного расширения вен и аллергии на парафин.

Подготовка к работе

1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность.
2. Снимите крышку и поместите поломанный на куски парафин в ванну нагревателя. Не крошите парафин непосредственно в ванне. Это может привести к повреждению прибора. Количество парафина должно быть не ниже уровня риски **MIN**, расположенной на поверхности ванны нагревателя. Нарушение этого условия может привести к перегреву аппарата и выходу его из строя. Закройте ванну крышкой для сохранения тепла.
3. Подключите прибор к электросети.
4. Установите механический регулятор температуры в положение «**75 °C**». Время, затрачиваемое на плавление парафина, зависит от размера кусков.
5. При плавлении парафина периодически контролируйте его состояние и, при необходимости, перемешивайте твердые куски парафина с помощью деревянного или пластикового шпателя. Внимание: шпатель не должен иметь острых краев во избежание повреждения ванны!
6. После расплавления всего парафина переведите механический регулятор температуры в положение «**60 °C**» для поддержания парафина в расплавленном состоянии.
7. Проверьте температуру парафина на внутренней стороне запястья. Дайте парафину немного остыть, если его температура после плавления слишком высока.
5. Парафин готов к использованию.
6. По окончании процедуры переведите регулятор температуры в положение «**OFF**» для выключения прибора и отключите его от электросети.

Уход за кожей рук

1. Снимите с рук все ювелирные украшения.
2. На сухую чистую поверхность кожи нанесите увлажняющий крем, сделайте легкий массаж до полного впитывания крема.
3. Опустите руку в расплавленный парафин до запястья, выньте и подержите над ванночкой, чтобы парафин не капал. Для достижения наибольшей эффективности повторите процесс от 2 до 7 раз, пока кисть полностью не покроется парафином. Не оставляйте руку погруженной в ванночку на длительное время (более 2-3 секунд).
4. Наденьте на руку защитный пластиковый пакет. Сверху наденьте утепляющую варежку. Повторите процедуру с другой рукой.
5. Через 20 минут снимите варежки. Удалите пластиковый пакет вместе с парафином, начиная с запястья вниз, аналогично снятию перчатки.
6. Удалите остатки парафина. Сделайте легкий массаж рук.

Уход за кожей ступней

1. Тщательно очистите кожу ступней и лодыжек. На сухую чистую кожу нанесите увлажняющий крем и сделайте массаж до полного впитывания крема.
2. Погрузите ногу в парафин до лодыжки. Выньте и подержите над емкостью, чтобы парафин успел слегка застыть. Повторите процесс от 2 до 7 раз.
3. Наденьте на ногу защитный пластиковый пакет, и затем утепляющий валенок. Повторите процедуру с другой ногой.
4. Через 20-30 минут снимите валенок и слегка помассируйте ступню, не вынимая ее из пластикового пакета, чтобы парафин не рассыпался. Удалите пластиковый пакет вместе с парафином, начиная с лодыжки, аналогично снятию носка.
5. Удалите остатки парафина.

Внимание! Не используйте снятый с рук или ног парафин повторно! По истечении 40 процедур рекомендуется вымыть ванночку и заполнить ее новым парафином.

Уход за аппаратом

После проведения очередной процедуры выключите аппарат и оставьте парафин до полного затвердевания. Включите аппарат на несколько минут, так чтобы расплавился тонкий слой парафина вдоль стенок ванны. Отключите прибор от электросети и аккуратно переверните аппарат над вощеной бумагой или пленкой необходимого размера. Протрите поверхность ванны одноразовым полотенцем для удаления загрязнений и остатков парафина. Корпус аппарата можно протирать влажной мягкой тканью. Запрещается использование растворителей. Не применяйте для очистки поверхности ванны абразивные или твердые средства!

Поставщик: ООО «Евромедсервис».

111141, Москва, ул. Кусковская 20А, офис А-606, БЦ «Кусково»

www.emscorp.ru, тел.: 8 (495) 668-08-64.